

تشخیص مواد مخدر در ادرار

آمادگی و آماده سازی (شرایط ویژه بیمار) :

نیازی به ناشتا بودن ندارد . از نظر زمانی نیز محدودیتی ندارد
مصرف داروها (بخصوص کدئین) و سیگار در یک هفته قبل از آزمایش به پذیرش اطلاع داده شود

نوع نمونه :

ادرار

حجم نمونه :

۲۰ میلی لیتر

وسایل و مواد لازم :

Urine bottle یکبار مصرف

نحوه جمع آوری نمونه :

نمونه مطابق با دستورالعمل های آزمایشگاه مرجع سلامت (دستورالعمل نحوه نمونه گیری در همین مجموعه) باید جمع آوری گردد.

شرایط نگهداری نمونه :

نمونه ها باید دور از دسترس افراد عادی بوده و تحت نظر نمونه گیر باشد . در دمای آزمایشگاه پس از اتمام نمونه گیری به آزمایشگاه تحویل داده شود.
لازم نیست مواد نگهدارنده به نمونه اضافه شود.

نحوه انتقال نمونه :

ظرف نمونه گیری باید در جایگاه مخصوص انتقال نمونه به صورت درب بسته به آزمایشگاه منتقل شود .